



# SafeMask<sup>®</sup> Master Series

Masques de procédure avec boucles auriculaires

**EXPLOSION**  
de couleur



Maintenant avec l'ajout de la  
technologie de pointe **Simply Soft<sup>MC</sup>**

# SafeMask® Master Series

Masques de procédure avec boucles auriculaires

## Colorer votre quotidien

- Une attrayante gamme de masques offerte en une magnifique variété de couleurs vibrantes et inédites, vous permettant de personnaliser votre style au travail, tout comme le sont vos services dentaires.
- Les masques Master Series sont conformes aux normes ASTM avec l'ajout de la technologie de pointe Simply Soft<sup>MC</sup> pour un équilibre parfait entre la protection et le confort.

<b>2050</b>   Ciel d'Augusta Bleu royal	<b>2052</b>   Verdre luxuriante Vert ensoleillé	<b>2055</b>   Brise d'océan Aigue-marine	<b>2057</b>   Brise d'océan Aigue-marine
<b>2051</b>   Festival d'Azalées Fushia vivifiant	<b>2053</b>   Soleil de Géorgie Eclat d'orange	<b>2056</b>   Festival d'Azalées Fushia vivifiant	<b>2058</b>   Festival d'Azalées Fushia vivifiant
	<b>2054</b>   Campanule du sud Orchidée radieuse		<b>2059</b>   Campanule du sud Orchidée radieuse
NIVEAU ASTM 1 ●●●		NIVEAU ASTM 2 ●●●	
		NIVEAU ASTM 3 ●●●	

### Facteurs de performance

Efficacité de filtration des bactéries (EFB)	≥ 95%	≥ 98%	≥ 98%
Efficacité de filtration des particules à 0.1 µm (EFP)	≥ 95%	≥ 98%	≥ 98%
Résistant à la pénétration du sang synthétique	@80 mm Hg	@120 mm Hg	@160 mm Hg
Pression différentielle (ΔP)	< 4.0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	< 5.0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	< 5.0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>
Indice de propagation de la flamme	Class 1	Class 1	Class 1

### Utilisation suggérée

Configuration de l'emballage

Votre favori pour une protection quotidienne  
50 masques par boîte, 10 boîtes par caisse



 **USA**  
Fabriqué aux É-U

### Misez sur la qualité

Medicom s'engage à fournir des produits de la meilleure qualité possible. Nous procurons une tranquillité d'esprit aux professionnels de la santé depuis plus de 25 ans. Nous sommes fiers de la protection que nous offrons, afin que vous puissiez aussi être fiers de celle que vous offrez.

Medicom® Fière de protéger.

[www.medicom.com](http://www.medicom.com)

 **Medicom®**

AMD Medicom Inc.  
Tél. : (514) 636-6262 - Téléc. : (514) 636-6266  
Courriel : [cservice@mail@medicom.ca](mailto:cservice@mail@medicom.ca)  
Sans frais (Amérique du Nord) - Tél. : 1 (800) 361-2862  
Téléc. : 1 (800) 616-4266